

STEREOTAXIESYMPOSIUM GRAZ, 06.+07.02.2026

Planungsaspekte bei der SBRT der Prostata in der HypoFocal-SBRT-Studie

Dr.-Ing. Thomas Rothe, Marco Serpa*
Klinik für Strahlenheilkunde
Abteilung Medizinische Physik
Universitätsklinikum Freiburg



Outline


- Background
- Dose concept
- HypoFocal-SBRT workflow
- Summary
- Outlook

HypoFocal-SBRT trial


- Phase III Trial
 - Multicentric
 - Focal dose escalation
 - Randomized
 - Arm A: 5 Fx, 30 Gy / 35 Gy / 40-42 Gy
 - Arm B: 20 Fx, 46.4 Gy / 60-62 Gy
- SBRT***

HypoFocal-SBRT: Clinical Implementation

What is the TASK?



Intrafraction prostate motion types



***“Position verification
beyond pre-treatment imaging
is required”***

HypoFocal-SBRT: Planning

Enable efficient dose application,
robust dose calculation,
considering in-treatment imaging
strategy.

At plan optimization phase

- ✓ Delivery efficiency
- ✓ Plan quality
- ✓ Organ motion

*Dose
objectives*

*Delivery
efficiency*

MU/Gy

Modulation

*Plan
quality*



Planning

Complexity reduction

- MU/Gy
- Aperture optimization


Fast dose application

- Dual-arc VMAT
- 10XFFF
- 2400 MU/min

Intra-treatment imaging


- Imaging control points (ICP) per beam-on-time (BOT)

6X VMAT





MU: 2345
BOT: ~3.8 min

10XFFF VMAT



MU: ~ 2000
BOT: ~2 min


**Max. gantry speed
reached: ~1 RPM**



HypoFocal-SBRT: Delivery


- Development of an image-guided strategy for intra-fraction target position verification
- Establishment of action thresholds for interventions/corrections in 6DOF
- Fiducial marker (FM)-based

SBRT
(BrainLab ExacTrac)




Perfect Pitch 6DOF


Delivery



Pre-treatment



Intra-treatment



Post-treatment

Preliminary accuracy evaluation

Retrospective


- Based on acquired imaging data (during dose application) using ExacTrac¹ system

Objective


- Quantify improvement in:
 - Beam-target geometric alignment
 - Delivered dose

Parameter	Value	
# Patients	10	
# Fractions	50	
Prescribed dose	30 Gy/35 Gy/40-42 Gy 5 Fx	
Recruitment	Jan 23 – Aug 23	
Age (median)	73	(62 – 82)
Initial PSA (median)	6.3 ng/ml	(4.4 – 19.2)
NCCN High risk	3	
Unfavorable intermediate risk	7	
CTV (cm ³)	35.1	(20 - 55.6)
PTV (cm ³)	63.6	(42.4 - 95.7)


Positional uncertainty with & without intra-treatment image guidance (IG)




Isodose distributions for planned and (estimated) delivered doses with/without intra-treatment IG



Treatment session time efficiency




Group: (Ave.)



Why complexity reduction at planning process?


- Improved plan robustness



Interplay between *plan complexity* and *motion* ¹



Why complexity reduction at planning process?

- Reduces marker blockages by the MLCs



Why complexity reduction at planning process?

- Potential monitoring of target (GM) via MV BEV imaging



Summary

- Treatment **solely** based on pre-treatment IG is **not sufficient**
- Complexity reduction **maximized** delivery efficiency and plan robustness.
- Intra-treatment IG direct prior/after each arc using the ExacTrac **improved** the positional & dosimetric accuracy

Limitations

- Method deals with the **geometric** adaptation **only**.
- Volumetric changes and adaptation (i.e., adaptive RT) are not accounted for.

Outlook

- ExacTrac Dynamic at UKFR
 - Integrated SGRT and IGRT
 - Pre-positioning, positioning and in-treatment patient monitoring

Acknowledgement

- PD Dr. Simon Spohn
- Prof. Dr. Costantinos Zamboglou
- Prof. Dr. Dimos Baltas
- Prof. Dr. Anca-L. Grosu
- Klinik für Strahlenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen?

www.uniklinik-freiburg.de/hypofocal-sbrt-studie.html

Kontakt:

Dr.-Ing. Thomas Rothe

thomas.rothe@uniklinik-freiburg.de

www.uniklinik-freiburg.de/strahlenklinik

